



Открытое акционерное общество "Ратон"

Тележка больничная ТБ-1-01

Паспорт

*Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.4817/2508 от 13.07.2020*



1 Назначение

Тележка больничная ТБ-1-01 (далее - тележка) предназначена для внутрибольничных перевозок грузов (пищи, столовых приборов, белья, лекарственных препаратов и т. п.).

В связи с постоянной работой по совершенствованию тележки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тележки: длина – 1140 мм,
ширина – 550 мм,
высота – 1035 мм.

Габаритные размеры поддона: длина – 820 мм,
ширина – 520 мм,
глубина – 45 мм.

Расстояние между поддонами – 760 мм.

Масса тележки не более 26 кг.

Максимальная нагрузка на поддон – 20 кг

Тележка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Тележка – 1 шт., в том числе:

каркас – 1 шт.,

поддон – 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

4 Устройство и подготовка тележки к работе

Подготовка тележки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тележка представляет собой жесткую металлическую конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с двумя легкоъемными поддонами. Каркас тележки имеет порошковое полимерное покрытие, поддоны изготовлены из нержавеющей стали. Поверхности тележки устойчивы к механическим воздействиям и дезинфекции. Тележка установлена на четыре колесные опоры, одна из которых оборудована тормозным устройством. Освободите тележку от упаковки, снимите с поддонов защитную пленку (при наличии).

Произведите санитарную обработку тележки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого тележка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Тележка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тележки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тележки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246044, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федонинского, 19
ОАО «Ратон»
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24
e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Тележка больничная ТБ-1-01 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 400416396.003-2004 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	
Изделие медицинского назначения:	
Тележка больничная ТБ-1-01 (наименование)	
ТУ РБ 400416396.003-2004 (номер ТУ)	
Дата изготовления _____ (заполняется предприятием-изготовителем)	
Приобретена _____ (дата, № ТТН, заполняется потребителем)	