



Открытое акционерное общество "Ратон"

Банкетка КБМ-1

Паспорт

*Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.2914/2508 от 16.03.2021*



1 Назначение

Банкетка KBM-1 (далее - банкетка) предназначена для удобного размещения на ней пациентов в медицинских учреждениях.

В связи с постоянной работой по совершенствованию банкетки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры банкетки:

длина – 1500 мм,

ширина – 550 мм, ширина сиденья – 430 мм,

высота – 825 мм, высота сиденья 440 мм.

Масса банкетки не более 20 кг.

Максимальная нагрузка на банкетку – 125 кг.

Банкетка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: банкетка KBM-1 – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство и подготовка банкетки к эксплуатации

Подготовка банкетки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Банкетка представляет собой конструкцию, выполненную в виде сварного металлического каркаса, сиденья и спинки. Каркас банкетки имеет порошковое полимерное покрытие, сиденье и спинка изготовлены из ламинированной ДСП. Материалы устойчивы к многократной влажной обработке и дезинфекции.

После освобождения от упаковки и проведения санитарной обработки поверхностей дезинфектантом в соответствии с инструкцией производителя по его применению, банкетка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Банкетка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банкетки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи банкетки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении банкетки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246044, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ОАО «Ратон»
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24
e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Банкетка KBM-1 соответствует техническим условиям

ТУ РБ 14440234.001-94 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА Изделие медицинского назначения: Банкетка KBM-1 (наименование) ТУ РБ 14440234.001-94 (номер ТУ) Дата изготовления _____ (заполняется предприятием-изготовителем) Приобретена _____ (дата, № ГТН, заполняется потребителем)
--