



Открытое акционерное общество "Ратон"

Тележка больничная ТБ-1

Паспорт

*Регистрационное удостоверение
Министерства здравоохранения РБ
№ ИМ-7.4817/2508 от 13.07.2020*



1 Назначение

Тележка больничная ТБ-1 (далее - тележка) предназначена для внутрибольничных перевозок грузов (пищи, столовых приборов, белья, лекарственных препаратов и т. п.).

В связи с постоянной работой по совершенствованию тележки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тележки: длина – 825 мм,
ширина – 450 мм,
высота – 880 мм.

Габаритные размеры поддона: длина – 610 мм,
ширина – 420 мм,
глубина – 45 мм.

Расстояние между поддонами – 500 мм.

Масса тележки не более 16 кг.

Максимальная нагрузка на поддон – 20 кг

Тележка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Тележка – 1 шт., в том числе:

каркас – 1 шт.,

поддон – 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

4 Устройство и подготовка тележки к работе

Подготовка тележки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тележка представляет собой жесткую металлическую конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса с двумя съемными поддонами. Каркас тележки имеет порошковое полимерное покрытие, поддоны изготовлены из нержавеющей стали. Поверхности тележки устойчивы к механическим и химическим воздействиям. Тележка установлена на четыре колесные опоры, одна из которых оборудована тормозным устройством.

Освободите тележку от упаковки.

Произведите санитарную обработку тележки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого тележка готова к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Тележка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тележки потребителю. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тележки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246044, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
ОАО «Ратон»
+375 232 58 42 72, +375 232 33 35 24
e-mail: info@raton.by

7 Свидетельство о приемке

Тележка больничная ТБ-1 соответствует техническим условиям
ТУ РБ 400416396.003-2004 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
Изделие медицинского назначения:
Тележка больничная ТБ-1 (наименование)
ТУ РБ 400416396.003-2004 (номер ТУ)
Дата изготовления _____ (заполняется предприятием-изготовителем)
Приобретена _____ (дата, № ТТН, заполняется потребителем)